



Sim Needle

Aghi di trasfissione in acciaio risterilizzabile



Descrizione

Gli aghi di trasfissione Sim Needle sono caratterizzati da grande praticità e convenienza.

Prodotti in acciaio AISI 304 risterilizzabile, sono dotati di connettore porta tubo nei diversi diametri per un rapido e sicuro collegamento tra lo strumento ed il tubo di drenaggio.

Il particolare disegno della parte tagliente consente una perforazione ottimale dei tessuti, riducendo al minimo il trauma degli stessi.

Gli aghi di trasfissione Sim Needle vengono forniti in pratica confezione da 5 pezzi.

Codice	Lunghezza netta ago mm	Confezione	Compatibile con drenaggio in PVC Unomedical CH
SN 10160	160	5 pz.	10
SN 12160	160	5 pz.	12
SN 14160	160	5 pz.	14
SN 16160	160	5 pz.	16
SN 18160	160	5 pz.	18

PRODOTTO AD ESAURIMENTO

Distribuito da:


 Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

48

Revisione del 28.03.2017