



SIM Silicone Box

Tappetino chiudibile in silicone



Vista del fondo antiscivolo




Scopo

Per contenere e proteggere i ferri chirurgici durante la sterilizzazione in autoclave.

Caratteristiche


- Una volta chiuso, è facile da trasportare offrendo la massima protezione ai ferri chirurgici contenuti.
- Le due linguette elastiche di chiusura evitano l'apertura accidentale.
- Confezionati singolarmente in sacchetto e scatola, prodotto non sterile.
- Sterilizzabile in autoclave a 121°C per 20 minuti o a 134°C per 6 minuti.
- Fabbricati in silicone platinico SH 70 USP classe VI & ISO 10993.
- Dimensioni utili interne 195 x 195 x 20 mm.
- Dimensioni da chiuso 205 x 205 x 28 mm.
- Ingombro da aperto 480 x 440 x 20 mm.



Come si presenta il prodotto chiuso in alcuni dei numerosi colori disponibili

REF	COLORE	REF	COLORE
SSB1-BN		SSB1-GR*	
SSB1-JA		SSB1-VT	
SSB1-OR*		SSB1-VA*	
SSB1-RO*		SSB1-NO*	
SSB1-RF*		SSB1-BL	

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta



Distribuito da:



Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it