


# SIM Silicon Spiked Sheet

## Tappetino in silicone




### Scopo

Per proteggere i ferri chirurgici durante la sterilizzazione in autoclave.

### Specifiche

- Box da 4 pezzi, confezionati singolarmente in sacchetto, prodotto non sterile.
- Resiste a cicli di sterilizzazione in autoclave di 20 minuti a 134 °C.
- Temperatura massima sostenibile: 180 °C.
- Fabbricati in silicone SH 50.



REF	Dimensioni (mm)	Pezzi per box
DIC262x44C*	262 x 44	4
DIC210x90C*	210 x 90	4
DIC420x40C*	420 x 40	4
DIC210x210C*	210 x 210	4
DIC195x212C*	195 x 212	4
DIC247x160C*	247 x 160	4
DIC212x240C*	212 x 240	4
DIC131x171C*	131 x 171	4
DIC265x245C*	265 x 245	4

C = inserire al posto della C l'iniziale del colore desiderato:

B = blu

G = giallo

V = verde

R = rosso

N = neutro trasparente

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta.

Distribuito da:



Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845

www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

126

Revisione del 15.06.2018