


## Sistema di identificazione



### Scopo

Sistema per l'identificazione di strumenti, carrelli, vassoi, ecc.

### Caratteristiche

- Monouso.
- Disponibili in 6 colori.
- Provvisti di apposito spazio scrivibile.
- Chiusura a scatto.
- Sterilizzabili in autoclave.

Codice	Colore	Confezione
25-1-004	Blu	100 pz.
25-1-005	Bianco	100 pz.
25-1-006	Verde	100 pz.
25-1-007	Nero	100 pz.
25-1-008	Viola	100 pz.
25-1-009	Arancione	100 pz.
25-1-010	Assortiti	150 pz.

Distribuito da:



Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

124

Revisione del 15.06.2018