

Sonda gastrica - Cannula rettale

Scopo

Sonda gastrica - introdotta per svuotare il contenuto dello stomaco o per il lavaggio gastrico.

Cannula rettale - introdotta per la somministrazione dei medicinali o il drenaggio del retto.

Caratteristiche

- 2 larghi fori laterali e punta distale chiusa arrotondata.
- Drenaggio efficace ed atraumatico.
- Superficie "frozen" riduce la necessità di lubrificanti.
- Non si annoda e non si attorciglia.
- Impiego fino a 4 settimane.
- Dispositivo privo di ftalati come suggerito dal Ministero della Salute (rif. Relazione Consiglio Superiore di Sanità - sessione XLV del 26.05.05 eventualmente disponibile a richiesta).



Lunghezza cono 40 mm	Diametro esterno del tubo, mm	CH	Sonda gastrica	Cannula rettale
			Lunghezza senza cono 760 mm	Lunghezza senza cono 360 mm
	4.0	CH 12	2300118X* Box 800 pz.	
	4.7	CH 14	2300218X* Box 600 pz.	
	5.3	CH 16	2300318X* Box 600 pz.	
	6.0	CH 18	2300418X* Box 600 pz.	1400318X* Box 1600 pz.
	6.7	CH 20	2302918X* Box 200 pz.	1400618X* Box 1800 pz.
	7.3	CH 22	2303018X Box 200 pz.	1400818X Conf. 100 pz. Box 600 pz.
	8.0	CH 24	2300718X* Box 200 pz.	1401018X* Box 1800 pz.
	8.2	CH 25	2303118X* Box 200 pz.	1401218X Conf. 100 pz. Box 600 pz.
	9.3	CH 28	2303218X* Box 150 pz.	1401618X Conf. 100 pz. Box 400 pz.
	10.0	CH 30	2303318X* Box 150 pz.	1401818X Conf. 100 pz. Box 400 pz.
	10.7	CH 32	2303418X* Box 150 pz.	
	11.7	CH 35	2303518X* Box 150 pz.	

CE
0086

CLASSE IIa
REGOLA 5
STERILE EO



Dispositivo privo di ftalati

Specifiche

- Tubo in PVC ammorbidente: poliadiapati, medical grade, Shore A 78-80.
- Connettore: PVC, Shore A 78.
- Invasivo.
- Non contiene lattice.
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

154

Revisione del 13.12.2018