

# Specialty Guards

## Cappucci protettivi speciali forati




### Scopo

Cappucci protettivi per endoscopi rigidi, trocar, strumenti colostomici e altri strumenti speciali durante la loro sterilizzazione e manipolazione.

### Caratteristiche

- Monouso.
- Disponibili in diverse misure e colori.
- Non sono sterili ma confezionati asetticamente.
- Sono permeabili al vapore, sterilizzabili in autoclave (ciclo convenzionale di 30 minuti a 121°C o ciclo Flash di 4 minuti a 132°C) e sterilizzabili ad ossido di etilene.



Codice 38,1 mm	Codice 50,8 mm	Colore	Dimensioni estremità strumenti, mm	Confezione
<b>Per endoscopi rigidi, trocar e strumenti colostomici</b>				
09-6-001	09-6-021	Bianco trasparente	2,0 - 3	70 pz.
09-6-002	09-6-022	Blu trasparente	3,0 - 4	70 pz.
09-6-003	09-6-023	Verde trasparente	4,0 - 5	70 pz.
09-6-004	09-6-024	Rosso trasparente	5,0 - 6	70 pz.
09-6-005	09-6-025	Giallo trasparente	6,0 - 7	70 pz.
09-6-006	09-6-026	Porpora trasparente	7,0 - 8	70 pz.
09-6-007	09-6-027	Arancione trasparente	8,0 - 9	70 pz.
09-6-008	09-6-028	Marrone trasparente	9,0 - 10	70 pz.
09-6-009	09-6-029	Nero trasparente	10,0 - 11	70 pz.
<b>Per altri strumenti speciali</b>				
09-6-013	09-6-033	Verde trasparente	15,0 - 16	50 pz.
09-6-015	09-6-035	Giallo trasparente	19,0 - 20	50 pz.

Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

136

Revisione del 28.04.2017