

SPRITZTUBE®

by MED EUROPE s.r.l.

NUOVA CANNULA TRACHEALE CHE FACILITA IL LAVORO DELL'ANESTESISTA

Presidio brevettato
per la gestione avanzata e completa delle vie aeree,
con corpo in silicone medicale,
mandrino malleabile con punta atraumatica
e due distinte cuffie, una sovraglottica ed una esofagea,
con due linee di gonfiaggio dedicate

UTILIZZO FACILE E SICURO ANCHE IN AMBITO EXTRAOSPEDALIERO


Una volta inserito alla cieca o con l'ausilio del laringoscopia,
anche dal personale infermieristico,
assicura la ventilazione del paziente fino al suo arrivo in ambiente protetto,
dove, all'occorrenza, permette di procedere direttamente all'intubazione,
senza sostituire il presidio, ma semplicemente cambiandone la configurazione

UN UNICO PRESIDIO PER VENTILARE E INTUBARE

Consente una rapida ossigenazione
e ventilazione sovraglottica
ed un'eventuale successiva intubazione
con l'ausilio dei più noti presidi a disposizione
(laringoscopia classica o a fibre ottiche,
fibroscopia rigida o flessibile),
riducendo al minimo le fasi di apnea



www.spritztube.eu



Prodotto da Med Europe Srl
e commercializzato in esclusiva da SIM Italia Srl
Via Gramsci 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel.: +39.051.810572 - Fax: +39.051.817845
Web: www.simitalia.it - E-mail: info@simitalia.it

