

Stecca nasale esterna autoadesiva

Applicata dopo la chirurgia nasale, protegge il naso dai traumi e previene l'eccessivo gonfiore dei tessuti molli, potenzialmente causa del cattivo allineamento dell'osso nasale.

La stecca può essere modellata secondo le preferenze e la sua misura può essere ridotta tramite robuste forbici per le applicazioni nasali più piccole.

Non invasivo.

Supporto centrale non adesivo.

Altezza: 43 mm.


Materiale: alluminio / foam.



REF. NZ3243

Confezione da 20 pz.

Forniti igienicamente puliti in busta chiusa.



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

109

Revisione del 12.06.2018