

Spigot - tappo per catetere



Specifiche

- Prodotto in polipropilene verde.
- Non contiene lattice.
- Non invasivo.
- Confezione singola sterile.
- Sterilizzato con ossido di etilene (EO).
- Confezione da 100 pz.
- Box da 800 pz.

Adatto per cateteri con cono sino ad un massimo di 13 mm di diametro.

Codice

8400118X




CLASSE Is
REGOLA 1
STERILE EO



Supporto da letto in plastica per sacche raccolta urina

Descrizione

- Prodotto in polipropilene blu.
- Possibilità di fissaggio a letti con telaio rotondo o quadrato.
- Smontabile per consentire la deambulazione del paziente tramite aggancio alla cintura.
- Privo di lattice.
- Non invasivo.
- Non sterile - autoclavabile.
- Box da 200 pz.



Codice

622190

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

134

Revisione del 15.06.2018