



Suture Aid Booties

Coprimorsi per portaaghi



Scopo

Coprimorsi per portaaghi, creati per facilitare la presa e la tensione delle suture continue molto delicate (calibro 0,5-0,7-1-1,5) e facilitare l'identificazione delle suture durante specifici tipi di chirurgia.

Caratteristiche

- Garantiscono una presa sicura delle suture senza danneggiarle.
- Sono monouso, radiopachi, prodotti in vinile atossico e contenuti in uno specifico supporto autoadesivo.
- Disponibili in 2 misure: standard (per pinze di Halsted) e grande (per pinze di Kelly).
- Sterilizzati ad ossido di etilene.

Codice

- 05-1-003** SIM booties - giallo standard
05-1-011 SIM booties - rosso standard
05-1-012 SIM booties - blu standard
05-1-014 SIM booties - bianco standard
05-1-015 SIM booties - assortiti standard
05-1-004 SIM booties - rosa grande

Confezione: 5 coppie per supporto, 5 supporti per box.

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

9

Revisione del 12.06.2018