


Termometro clinico digitale




Espositore da 20 pz.

Caratteristiche

- Waterproof.
- Design ergonomico.
- Ampio display LCD.
- Accuratezza ± 0.1 °C.
- Memoria ultimo valore rilevato.
- Sistema di auto test di funzionamento.
- Indicatore batteria interna scarica.
- Sistema di auto spegnimento dopo circa 9 minuti.
- Campo di misurazione compreso tra 32.0 °C e 43.9 °C.
- Rilevazione rapida della temperatura (tra 30 e 120 secondi).
- Segnale acustico a fine misurazione.
- Alimentazione: n. 1 batteria a bottone da 1.5Vc.c. tipo LR41, AG3 o similari. Batteria sostituibile.
- Peso 12 gr circa
- Dimensioni 130 mm - 21.8 mm - 12.3 mm.
- Temperatura di esercizio 10.0 °C - 45.0 °C.
- Allarme di sicurezza / test - memoria - beeper.
- In astuccio rigido e trasparente.

Smaltimento

Smaltire secondo le normative vigenti.



Codice

900083003

Distribuito da:



Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

180

Revisione del 15.06.2018