

# Tube in silicone "medical grade"



## Scopo

Prodotto in puro silicone "medical grade" per molteplici usi medico-chirurgici, drenaggio intraoperatorio incluso.

## Caratteristiche

- Idrorepellente.
- Mantiene la sua flessibilità in un ampio arco di temperature e non risente di eventuali sterilizzazioni ripetute anche se ravvicinate.
- Shore 60.

## Specifiche

- Non sterile.
- Sterilizzabile in autoclave a 121°C per 20 minuti o a 134°C per 6 minuti.
- Disponibile in confezione da 15 metri nei seguenti diametri:

| CODICE       | Ø int. mm | Ø est. mm | CH |
|--------------|-----------|-----------|----|
| TS0,76x1,65* | 0,76      | 1,65      | 5  |
| TS1x3        | 1         | 3         | 9  |
| TS1,02x2,16  | 1,02      | 2,16      | 7  |
| TS1,57x2,41  | 1,57      | 2,41      | 7  |
| TS1,57x3,18  | 1,57      | 3,18      | 10 |
| TS1,98x3,18  | 1,98      | 3,18      | 10 |
| TS2,64x4,88  | 2,64      | 4,88      | 13 |
| TS3x4        | 3         | 4         | 12 |
| TS3,18x6,35  | 3,18      | 6,35      | 19 |
| TS3,35x4,65  | 3,35      | 4,65      | 14 |
| TS4x8        | 4         | 8         | 24 |
| TS4,8x7,9    | 4,8       | 7,9       | 24 |
| TS4,8x9,5    | 4,8       | 9,5       | 29 |
| TS5x7        | 5         | 7         | 21 |
| TS5,8x11,18  | 5,8       | 11,18     | 34 |
| TS6x8        | 6         | 8         | 24 |

| CODICE       | Ø int. mm | Ø est. mm | CH |
|--------------|-----------|-----------|----|
| TS6,4x9,5    | 6,4       | 9,5       | 29 |
| TS6,4x11,1   | 6,4       | 11,1      | 33 |
| TS6,4x12,7   | 6,4       | 12,7      | 38 |
| TS6,9x9,5    | 6,9       | 9,5       | 29 |
| TS7x12       | 7         | 12        | 36 |
| TS7,9x12,7   | 7,9       | 12,7      | 38 |
| TS8x12       | 8         | 12        | 36 |
| TS9x13       | 9         | 13        | 39 |
| TS9,5x12,7   | 9,5       | 12,7      | 38 |
| TS9,5x14,3   | 9,5       | 14,3      | 43 |
| TS9,5x15,9   | 9,5       | 15,9      | 48 |
| TS10x16*     | 10        | 16        | 48 |
| TS12x16*     | 12        | 16        | 48 |
| TS12,7x17,5  | 12,7      | 17,5      | 52 |
| TS12,7x19,05 | 12,7      | 19,05     | 57 |
| TS14x18*     | 14        | 18        | 54 |
| TS15,9x22,23 | 15,9      | 22,23     | 67 |



CLASSE IIa  
REGOLA 7



\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

40

Revisione del 12.06.2018