

Divaricatore per neurochirurgia

Uncino per galea




Descrizione

Divaricatore per galea ad uncino destinato all'utilizzo in neurochirurgia.

Specifiche

- Realizzato in acciaio AISI 316L.
- Diametro 1,6 mm.
- Elastico di fissaggio in silicone "medical grade".
- Dispositivo latex free.
- Confezionato in doppia busta sterile.
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Box da 50 pz.



Codici

MEDHOOK001	misura grande, 110 mm
MEDHOOK002	misura grande, 110 mm, ricoperto di silicone "medical grade"
MEDHOOK003	misura piccola, 100 mm
MEDHOOK004	misura piccola, 100 mm, ricoperto di silicone "medical grade"



CLASSE IIa
REGOLA 7

STERILE R



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

75

Revisione del 12.06.2018

Divaricatore per neurochirurgia

Uncino doppio per galea



Descrizione

Divaricatore per galea a doppio uncino destinato all'utilizzo in neurochirurgia.

Specifiche

- Realizzato in acciaio AISI 304.
- Diametro 0,7 mm.
- Lunghezza 33 mm.
- Elastico di fissaggio in silicone "medical grade".
- Dispositivo latex free.
- Confezionato in doppia busta sterile.
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Box da 50 pz.

Codice

MEDHOOK-005 uncino doppio



Distribuito da:



Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

76

Revisione del 12.06.2018