

Valvole per controllo digitale di aspirazione

Scopo

Posto tra il catetere di aspirazione ed il tubo di collegamento o l'unità di aspirazione per il controllo ad intermittenza dell'aspirazione.

Caratteristiche

VacCon

- funzionale disegno ergonomico
- massimo controllo dell'aspirazione
- nessuna contaminazione del dito
- trasparente per una facile osservazione delle secrezioni
- facile connessione col maschio
- parte "filettata" adattabile ai coni CH 04-18
- parte liscia adattabile ai coni CH 04-32

Fingertip

- medio controllo dell'aspirazione
- dotato di tappo di chiusura che consente un'aspirazione costante
- trasparente per una facile osservazione delle secrezioni
- facile connessione col maschio
- parte "filettata" adattabile ai coni CH 04-18

Tubo di collegamento con Fingertip e cono

- set completo pronto all'uso






Specifiche

- VacCon prodotto in stirene acrilonitrile.
- Fingertip prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade.
- Tubo di connessione con Fingertip e cono prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade.
- Confezionati in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non invasivo.
- Non contiene lattice.



CLASSE I
REGOLA 1
STERILE EO



	Lunghezza del tubo, mm	Shore A durezza	Diametro interno/esterno del tubo, mm		Codice
			5,6/8,0 CH 24 Codice	7,0/10,0 CH 30 Codice	
VacCon 					8405418X Conf. 100 Box 1200
Fingertip 					8400318X Conf. 100 Box 1200
Tubo di connessione Fingertip e cono 	2100	74	1602118X* Box 150 pz.	1602918X* Box 150 pz.	
	2100	74			

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

139

Revisione del 13.12.2018