

Pulmonary Monitor



I misuratori di picco di flusso della Vitalograph (Peak Flow Meter) tascabili sono economici, precisi e facili da usare.

Le misurazioni forniscono una valutazione oggettiva delle funzioni respiratorie del paziente. Il misuratore portatile può essere usato non solo come ausilio per il trattamento delle malattie polmonari, ma anche per sorvegliare variazioni periodiche, fornendo importanti informazioni diagnostiche sull'efficacia di farmaci ed altre terapie.

Adatto sia per adulti che per ragazzi.

Le unità sono compatte e robuste.

Utilizzabile anche senza boccaglio monopaziente.

Ciascun misuratore è fornito di una scheda per la registrazione dei dati, una tabella dei valori normali e di istruzioni.



CLASSE I (con funzione di misura)

Ref:	43.600
Peso:	Gr. 74
Riproducibilità:	5% o \pm 10 L/min
Dimensioni:	mm. 150x60x34
Portata:	L/min 50-800
Scala:	10L/min fino a 700 20L/min oltre 700
Standards:	EN13826:2003, ATS/ERS:2004, Aus/Nz1994, NHLBI
Certificazione:	EN ISO 9001, EN ISO 13485
Sistema di rilevamento:	Molla/Pistone ad indicatore mobile
Smaltimento:	Riciclaggio o incenerimento
Frequenza di risposta:	<15L/min/15% (Annex B EN 13826)
Pulizia:	Panno e alcool
Vita:	Sostituire ogni 3 anni
Massima resistenza al flusso:	0.00384 kPa/L/min @ 720L/min
Immagazzinamento:	Temperatura: 0-50°C Umidità: 10-95%

Distribuito da:



Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it