

Maschera per ossigenoterapia

Specifiche

Maschera

Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade, shore 60

Tubo

Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade

Lunghezza 2,1 mt., diametro esterno 6 mm., antisciacciamento

Connettore adattabile a tubi CH 10 -14

Confezione in busta singola

Non contiene lattice

Non invasivo

Codice

M003103



Revisione del 26.09.2006

Anestesia e
Rianimazione

Distribuito da:

Simitalia s.r.l.[®]
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società Certificata
UNI EN ISO 13485:2004 • UNI EN ISO 9001:2000
Via Gramsci, 9 • 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. 051.817902 • 051.817850 Fax 051.817845
E-Mail: info@simitalia.it WEB: www.simitalia.it