


Braccialetti di identificazione per mamma e neonato



Scopo

Braccialetti di identificazione anti manomissione per mamma e neonato. Conformi alle "Linee guida sulle modalità per l'identificazione del neonato al momento della nascita" pubblicate come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23/01/2002 Serie generale - n. 19.

Caratteristiche

- Prodotti in morbido PVC atossico e anallergico spessore 0,45 mm, durezza 40 SH.
- Non contengono lattice.
- Una volta chiusi, non è più possibile riaprirli se non tagliandoli.
- Disponibili in colori: bianco ghiaccio, azzurro, rosa.
- Con inserto in cartoncino bianco scrivibile anti manomissione: l'inserto in cartoncino è dotato di parte terminale con strappo pretagliato. Una volta trascritti i dati del paziente sul cartoncino e dopo averlo inserito nell'apposita tasca, strappando la parte terminale è poi estremamente difficoltoso estrarre il cartoncino dal braccialetto se non con un'azione volutamente intenzionale.
- I braccialetti vengono forniti accoppiati (vedi foto sopra) in modo da rendere univoca la corrispondenza mamma / neonato.
- La coppia di braccialetti è numerata progressivamente con inchiostro indelebile.
- Confezionati in pratica scatola con apertura verso l'alto contenente 50 coppie.
- Non sterili e non sterilizzabili.
- Non invasivi.

Codice	Colore	Lunghezza totale (mamma / neonato)	Dimensioni parte scrivibile (mamma / neonato)	Modello	Box
SIMBAND 10	Bianco ghiaccio	30 cm / 16,5 cm	7 x 2,5 cm / 5 x 1,7 cm	Con inserto scrivibile	50 coppie
SIMBAND 11	Azzurro	30 cm / 16,5 cm	7 x 2,5 cm / 5 x 1,7 cm	Con inserto scrivibile	50 coppie
SIMBAND 12	Rosa	30 cm / 16,5 cm	7 x 2,5 cm / 5 x 1,7 cm	Con inserto scrivibile	50 coppie

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

115

Revisione del 15.06.2018