

Catetere per aspirazione bronchiale retto con cono

Scopo

Per la rimozione delle secrezioni della bocca, dalla trachea e dai bronchi.

Caratteristiche

- Punta distale morbida ed arrotondata con diametro interno costante per tutta la lunghezza del catetere
- Due piccoli fori laterali circolari riducono il rischio di adesione alla mucosa
- Trattamento "frosted" della superficie
- Cono di collegamento contrassegnato con colori diversi per una facile identificazione del diametro in CH.

Specifiche

- Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) di tipo medicale.
- Lunghezza con cono 550 mm.
- Durezza Shore A76
- Monouso
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Confezionati in busta singola in confezione da 100pz.
- Box esterno da 500pz.

CND: R05010101




CE
2274

CLASSE IIa

REGOLA 5

STERILE EO



Diametro esterno del tubo in mm.	1.3	2.0	2.7	3.3	4.0	4.7	5.3	6.0	6.7	7.3
Charier	CH 4	CH 6	CH 8	CH 10	CH 12	CH 14	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22
REF	610405503	610605503	610805503	611005503	611205503	611405503	611605503	611805503	612005503	612205503

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

109

Revisione del 31.08.2023