


Catetere ventricolare in silicone radiopaco

Scopo

Progettato per garantire la massima sicurezza al paziente durante le procedure di drenaggio ventricolare esterno temporaneo.

Caratteristiche

- Posizionamento preciso nel ventricolo, grazie alla presenza di markers di lunghezza numerici ad intervalli di 1 cm.
- Prodotto in silicone radiopaco, materiale morbido e flessibile.
- Anti-schiacciamento.
- Disponibilità di un connettore a farfalla per un sicuro fissaggio sulla cute del paziente.



Connettore con dispositivo di fissaggio a farfalla



Markers di lunghezza numerici

REF	Descrizione	Classe	Fori	Ø int mm	Ø est. mm	Lungh. mm	Confezione
55-2400	Catetere ventricolare mis. 7F	III	Standard	1,25	2,4	300	10 pz./box
55-3001	Catetere ventricolare mis. 9F	III	Grandi	1,5	3,0	300	10 pz./box
55-3000	Catetere ventricolare mis. 9F	III	Standard	1,5	3,0	300	10 pz./box

Accessori

REF 59-0005 Connettore per catetere ventricolare 7F, 8.5F, 9F 10 pz./box



Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

67

Revisione del 23.07.2019

Catetere lombare in silicone radiopaco

Scopo

Progettato per garantire la massima sicurezza al paziente durante le procedure di drenaggio lombare esterno temporaneo.

Caratteristiche

- Posizionamento preciso nel canale spinale, grazie alla cannula Tuohy extra-lunga, e con markers di lunghezza numerici presenti sul catetere.
- Il filo guida in materiale idrofilo è più facile da rimuovere ed evita la dislocazione del catetere.
- Disponibilità di un connettore per un facile e sicuro fissaggio sulla cute del paziente.
- Prodotto in silicone radiopaco, materiale morbido e flessibile.
- Anti-schiacciamento.



Le tacche di lunghezza del catetere allineati alla cannula Tuohy



Rivestimento idrofilo del filo guida evita il rischio di dislocazione del catetere dopo il suo posizionamento

REF	Descrizione	Classe	Filo guida	Ø int. mm	Ø est. mm	Lungh. mm	Confezione
61-1400	Catetere lombare standard mis. 4.5 F, completo di filo guida idrofilo, connettore, cannula Tuohy 14G / 11.5cm	III	.018" x 90cm	0,7	1,5	800	1 pz./box

Accessori

REF 59-0006 Connettore per catetere lombare 4.5 F 10 pz./box



Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

68

Revisione del 23.07.2019