


Cateteri per epistassi in silicone



CE CLASSE I
 REGOLA 5
 0476
 STERILE R
 CND Q030201

Caratteristiche

- Realizzati al 100% in silicone “medical grade” per garantire la massima biocompatibilità.
- I palloni gonfiabili flessibili determinano una pressione sui tessuti diretta ed uniforme.
- La punta distale arrotondata e la morbidezza del silicone facilitano l’inserimento e l’atraumaticità del dispositivo.
- Il pallone prossimale da 30 cc consente il controllo delle emorragie anteriori e centrali.
- Il pallone distale consente il controllo delle emorragie posteriori.
- Il canale centrale aperto consente il mantenimento della normale attività respiratoria del paziente.
- Ogni pallone è controllato da un cuff per la verifica del gonfiaggio e per evitare sovrappressioni.
- Ideale per le procedure chirurgiche di settoplastica, rinoplastica ed intranasali.

Codice	RDM	Capacità pallone	Lunghezza	CH	Applicazione	Box
CE3000S1	426176/R	30 cc	100 mm	24	Intra-anteriore	6 pz.
CE1000S1	426176/R	10 cc	190 mm	15	Posteriore Dotato di introduttore rigido	6 pz.
CE3000S2	624231/R	30 cc	190 mm	15	Posteriore Dotato di introduttore rigido	6 pz.
CE3010S1	426176/R	30 e 10 cc	111 mm	24	Anteriore e posteriore	6 pz.