

# Connettori rigidi per drenaggi

## Modello lineare



### Specifiche

- Prodotto in polietilene rigido SH D46, particolarmente adatto come connettore per tubi o drenaggi in silicone.
- Disponibile in 3 differenti diametri.
- Lunghezza 70 mm.
- Sterilizzati a raggi gamma.
- Confezionati singolarmente in pratici blister.
- Box da 100 pezzi.

Codice	RDM	Ø int., mm	Ø est., mm	Adatto per tubi di silicone dal CH al CH	SH	CH	Lunghezza, mm
CONN20X40	18024/R	2	4	10 al 14	D46	12	70
CONN30X50	18028/R	3	5	15 al 19	D46	15	70
CONN40X60	18031/R	4	6	20 al 24	D46	18	70



## Modello conico/lineare



### Specifiche

- Realizzati in materiale plastico stirenico trasparente.
- Lunghezza complessiva: 70 mm.
- Ø int. tubo terminale: 4,0 mm, Ø est. tubo terminale: 5,0 mm.
- Sterilizzati a raggi gamma.
- Confezionati singolarmente in pratici blister.
- Box da 100 pezzi.

**CONN50M** Ø int. minimo: 3 mm, Ø est. cono: da 4 a 5 mm. RDM 18034/R  
**CONN50S** Ø int. minimo: 2 mm, Ø est. cono: da 3 a 4 mm. RDM 18032/R


## Set connettori per drenaggi

Riunisce in un solo blister i tre connettori: CONN50M, CONN50S e CONN40X60.

### Specifiche

- Sterilizzati a raggi gamma.
- Confezionati in set come da foto in pratici blister.
- Box da 100 set.

**REF CONN485\***  
 RDM 18048/R



\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**  
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata  
 UNI EN ISO 13485:2016  
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

36

Revisione del 03.10.2019