

Connettori retti e a "Y"

Scopo


Per raccordare tubi (aspirazione, ecc.)

Specifiche

- Prodotto in polipropilene trasparente.
- Non invasivo.
- Non contiene lattice.
- Non sterile.



CLASSE I
REGOLA 1



Codice	d1 mm	D2 mm	d3 mm	D4 mm	L1 mm	L2 mm	Confezione (pz.)
CONN4-4	4	6	4	6	46,5	-	Conf. 200 Box 2400
CONN7-7	7	10	7	10	54	-	Conf. 200 Box 2400
CONN6-15-6	6,5	15,5	6,5	15,5	91	-	Conf. 100 Box 1000
CONN10-10	9,5	14	9,5	14	56	-	Conf. 200 Box 2000
CONN4-7	4	7	6	11	55	-	Conf. 200 Box 3000
CONN7-10	7	11,5	10	15	60	-	Conf. 200 Box 2400
CONN7-7-7	5,5	7,5	5,5	7,5	31	31	Conf. 100 Box 1500
CONN9-9-9	8	10,5	8	10,5	31	28	Conf. 100 Box 1500

Connettore per catetere

Scopo

Fornire ai coni di collegamento la dimensione luer.

Specifiche

- Prodotto in cloruro di polivinile (PVC) verde.
- Lunghezza 40 mm.
- La parte filettata è adatta al cono di collegamento CH 04-18.
- Con luer femmina.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Confezione da 100 pz.
- Box da 800 pz.
- Non invasivo.
- Non contiene lattice.
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).



CLASSE Is
REGOLA 1
STERILE EO



Codice

8401018X

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

158

Revisione del 15.06.2018