


Copriclamp in stoffa



Scopo

Le copriclamp in stoffa sono usate per coprire le punte delle clamps in acciaio inossidabile degli strumenti chirurgici (enterostati, Satinski, ecc.) e sono state studiate per ridurre il trauma ai vasi ed ai tessuti clampati, garantendone un'efficace ed atraumatica occlusione.

Caratteristiche

- Monouso.
- Sterilizzate ad ossido di etilene.
- Disponibili nelle versioni "radiopaca" e "non radiopaca".

Codici

Versione non radiopaca (RDM 23335/R):

- 07-1-001** bianco, 3,2 mm x 13 cm
- 07-1-002** bianco, 9,5 mm x 13 cm

Versione radiopaca (RDM 18377/R):

- 07-2-001** bianco, 3,2 mm x 15 cm
- 07-2-002** bianco, 9,5 mm x 15 cm
- 07-2-004** bianco, 6,3 mm x 15 cm

Confezione: 4 guaine per busta, 10 buste per box.