

Cover Guard

Guaine tubolari sterili per la protezione di videocamere e relativo cavo



CE

0476

CLASSE Is

REGOLA 1

STERILE R



CND T030202

Scopo

Guaine tubolari sterili per la protezione di videocamere e relativo cavo.

La nuova guaina sterile Cover Guard offre una soluzione efficace ed economica per la protezione delle videocamere e relativi cavi di collegamento agli strumenti endoscopici (artroscopi, ecc.).

Caratteristiche

Cover Guard include un supporto di cartone rigido collocato all'estremità della guaina di plastica. Tale supporto con una semplice pressione ai lati dello stesso facilita l'apertura della guaina ed agevola l'inserimento della videocamera e dei cavi. L'altra estremità della guaina è fornita di un nastro adesivo per il fissaggio attorno ai cavi.

Grazie alla caratteristica confezione estensibile, la guaina può proteggere cavi sino a una lunghezza massima di 2,5 metri.

Cover Guard è stato studiato per consentire all'operatore di "sentire" scorrere sotto le mani la guaina e inoltre consente di vedere quanta ne rimane sul supporto. Il supporto rigido di cartone dispone di due fori creati per facilitare l'estensione della guaina e per fissare eventualmente tale supporto ai comandi della videocamera. Cover Guard è inoltre utile e pratico per molti altri usi, laddove necessita la copertura sterile di accessori molto lunghi, oppure la riduzione della contaminazione batterica di strumenti o prodotti che non è possibile disinfettare o sterilizzare.

Specifiche

- Prodotto in confezione sterile doppio involucro.
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Box da 50 pezzi.

Codice

CG13.250 13x250 cm RDM 19355/R
CG18.250 18x250 cm RDM 19355/R

Distribuito da:

 **Sim italia s.r.l.**
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

5

Revisione del 02.10.2019