

MINIDOP ES-100VX

Doppler monodirezionale acustico - 2, 4, 5, 8, 10, 20 MHz



0123

CODICE CIVAB
RDBHADVX

Caratteristiche

- Doppler monodirezionale acustico.
- Altoparlante incorporato con regolazione del volume.
- Controllo completamente automatico del guadagno.
- Pulsanti ergonomici intuitivi.
- Pulsante di attivazione trasduttore accende e spegne l'apparecchio.
- Basso costo di funzionamento.

Applicazioni cliniche

- Procedure vascolari periferiche.
- Compressione venosa.
- Battito fetale.
- Studi segmentali della pressione.
- Esame del flusso in degenza.

Specifiche

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Alimentazione: | DC9V, batteria alcalina 9V |
| Spegnimento: | Automatico |
| Output casse: | 200 mW o più |
| Uscite: | Cuffie; esclude l'altoparlante |
| Dimensioni: | 78 (L) x 141 (P) x 27 (A) mm |
| Peso: | 240 grammi |

Codici

- ES-100VX** strumento senza sonda o amplificatore
- BDP*MS8** amplificatore
(inserire al posto dell'asterisco la frequenza desiderata per avere il codice del prodotto)



Amplificatore 8, 10 o 20 MHz

Specifiche soggette a cambiamento

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

24

Revisione del 15.06.2018