

Catetere di drenaggio di Ulmer in PVC

Senza e con ago guida

Scopo




Catetere per drenaggio post-operatorio delle ferite

Caratteristiche

- Tacche a 20, 40 e 60 mm dalla perforazione per osservazione visiva del corretto posizionamento
- Perforato su 12 cm dall'estremità distale
- Fori atraumatici, non irritano i tessuti
- Massima tollerabilità
- Linea Radiopaca
- Ago guida in acciaio pieno


Specifiche

- Prodotto in PVC medical grade
- Durezza 76° ShA
- Monouso - Sterile ad ossido di etilene (EO)
- Doppio confezionamento



Codici drenaggio Ulmer senza ago guida							
Lunghezza complessiva	Diametro esterno (mm)						
	2.0 CH 06	2.8 CH 8	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18
750 mm	850607508	850807508	851007508	851207508	851407508	851607508	851807508
	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400

Codici drenaggio Ulmer con ago guida smussato su due lati						
Lunghezza complessiva	Diametro esterno (mm)					
	2.8 CH 8	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18
750 mm	850807589	851007589	851207589	851407589	851607589	851807589
	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400



CLASSE IIa
REGOLA 7



Distribuito da:



Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845

www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it