


Muco Safe - estrattore di muco con filtro

Scopo

Aspirazione delle secrezioni dell'oro-faringe nei neonati per mantenere libero l'apparato respiratorio o per prelevare del muco per esami microbiologici.



Caratteristiche

- Contenitore resistente e trasparente, osservazione diretta delle secrezioni.
- Disponibile anche con tappo supplementare per il trasporto sicuro fino al laboratorio.
- Etichetta autoadesiva per l'identificazione del neonato.
- Raccomandato per l'aspirazione orale.
- Filtro idrofobico, previene la trasmissione di muco nella bocca dell'ostetrica durante la procedura di aspirazione.
- Filtro testato per il virus HIV.
- Foro distale morbido ed arrotondato.
- Atraumatico per il tessuto del neonato.



Specifiche

- Prodotto in polipropilene.
- Capacità 20 ml.
- Catetere in cloruro di polivinile (PVC) "medical grade".
- Il filtro resiste alla pressione di 105 mm/Hg.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Invasivo.
- Non contiene lattice.

	Shore A durezza	Lunghezza (mm)	Codice	Diametro esterno del tubo (mm)		
				3,3 CH 10 Codice	4,0 CH 12 Codice	4,7 CH 14 Codice
 Muco Safe con filtro e tappo chiusura extra HIV-TEST	78	370		1702918X Conf. 50 Box 200	1703018X Conf. 50 Box 200	1703118X Conf. 50 Box 200
 Muco Safe con filtro, connettore e tappo di chiusura extra HIV-TEST	78		1703218X* Box 600			

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

117

Revisione del 13.12.2018