

Face Shield - Scudo facciale



Caratteristiche

- Leggero e confortevole.
- Compatibile con l'uso di occhiali essendo otticamente trasparente.
- Trattamento antiappannante e antistatico.
- Dimensioni 32 x 22 cm.

Materiali

- Scudo in materiale plastico.
- Fascia elastica in poliestere.
- Spugna in poliuretano.

Avvertenza: utilizzare solo contro liquidi o polvere, questo schermo non è resistente agli urti. Non utilizzare come protezione contro fiamme libere o scintille.

Codice

F07 Box da 24 pz.
Confezione in busta singola non sterile.



CLASSE I
REGOLA 1



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

143

Revisione del 25.03.2021