


Fonendoscopio

Fonendoscopio tipo leggero, piatto, con membrana.
Archetto biauricolare per auscultazione con molla esterna.

Il fonendoscopio è composto da:

- una testina piatta in alluminio leggero
- un archetto biauricolare con in dotazione due olive in PVC
- un tubo a "Y" in PVC

Codice 909071401



Stetofonendoscopio

Stetofonendoscopio leggero, girevole, con membrana ed anellino gomma nello stetoscopio.


Doppia testina: una testina piatta ed una testina a campana, di forma conica.

Archetto biauricolare per auscultazione con molla esterna.

Lo stetofonendoscopio è composto da:

- una doppia testina commutabile (con un lato piatto ed un lato campana) in alluminio leggero
- un archetto biauricolare con in dotazione due olive in PVC
- un tubo a "Y" in PVC

Codice 909071413



Distribuito da:


Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

173

Revisione del 15.06.2018