



Lacci vascolari in silicone shore 40



Scopo


Per l'occlusione atraumatica, la retrazione e l'identificazione di arterie, vene, nervi, tendini ed ureteri in chirurgia vascolare periferica, chirurgia generale, cardiocirurgia, urologia, ginecologia, neurochirurgia, ortopedia.

Misure reali sezione lacci vascolari

MINI	MAXI	SUPER-MAXI
0,9 x 1,4 mm	1,1 x 2,5 mm	1,3 x 5,1 mm

Caratteristiche

- Prodotti in silicone puro durezza shore 40, radiopaco, sono elastici e scorrevolissimi.
- La particolare sezione ellittica elimina il trauma sui tessuti.
- Lunghezza 40 cm o 76 cm (misure mini e maxi), lunghezza 56 cm (misura super-maxi).
- Sono monouso e disponibili in quattro colori: bianco, rosso, giallo e blu ed in tre misure: mini, maxi e super-maxi.
- I loops sono sterilizzati ad ossido di etilene e confezionati in doppia busta sterile.



Codice

Lunghezza 406 mm

RDM: 26079/R

- 01-1-001** rosso mini
- 01-1-002** blu mini
- 01-1-003** giallo mini
- 01-1-004** bianco mini
- 01-1-011** rosso maxi
- 01-1-012** blu maxi
- 01-1-013** giallo maxi
- 01-1-014** bianco maxi

Confezione: 2 loops per busta sterile, 10 buste per box

Lunghezza 559 mm

RDM: 26079/R

- 01-1-021** bianco super maxi
- 01-1-022** blu super maxi

Confezione: 2 loops per busta sterile, 10 buste per box

Lunghezza 762 mm

RDM: 121046/R

- 01-1-301** rosso mini
- 01-1-302** blu mini
- 01-1-303** giallo mini
- 01-1-304** bianco mini
- 01-1-311** rosso maxi
- 01-1-312** blu maxi
- 01-1-313** giallo maxi
- 01-1-314** bianco maxi

Confezione: 2 loops per busta sterile, 10 buste per box

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

6

Revisione del 02.07.2020