


Magneto Disposable

Tappetino magnetico monouso per campo sterile



Scopo

Destinato a minimizzare il rischio connesso con la manipolazione dello strumentario chirurgico in sala operatoria.

Descrizione

Tappeto magnetico per campo sterile, monouso, sterile. Gli elementi magnetici incapsulati nel polietilene trattengono saldamente i ferri chirurgici i quali possono però essere facilmente distaccati manualmente. Fondo in materiale spugnoso antiscivolo.

Specifiche

- Fabricato in schiuma, polietilene e magnete.
- Sterilizzato a ossido di etilene.
- Privo di lattice.
- Dimensioni: 25 x 40 cm.
- Peso: 193 grammi.
- Confezionati singolarmente.

Codice

REF MAG-D001 Box da 20 pz.

CE
0476

CLASSE Is

REGOLA 1

STERILE EO

CND T0306

RDM 1279046/R



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

21

Revisione del 02.10.2019