

Medipaws - copriclamp in silicone


Scopo


Le copriclamp in silicone sono usate per coprire le punte delle clamps in acciaio inossidabile degli strumenti chirurgici e sono state studiate per ridurre il trauma ai vasi ed ai tessuti clampati, garantendone un'efficace ed atraumatica occlusione.

Caratteristiche

- Monouso.
- Radiopache.
- Sterilizzate ad ossido di etilene.
- Disponibili in due misure e colori.





 0482 
 CLASSE IIa

 CND T030102

Codici

01.2832 rosso mini (1,9 x 0,7 x 125 mm)
RDM: 2031118/R

01.2835 bianco midi (3,8 x 1,5 x 125 mm)
RDM: 2031122/R

Confezione: 2 guaine per busta, 20 buste per box.

Distribuito da:


Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

9

Revisione del 25.11.2020