

Penna dermatografica




Sterile, monouso, con inchiostro atossico viola.

La traccia rimane per parecchi giorni ma può essere tolta facilmente con semplice acqua e sapone o alcool etilico o acetone.

Ogni penna è fornita in confezione singola (busta di carta medica che non rilascia particelle all'apertura) ed in scatole da 50 pezzi.

Caratteristiche

- Inchiostro atossico di colore viola formulato appositamente per la pelle.
- La consistenza della penna garantisce una solida presa.
- Fabbricata in polipropilene resistente alle rotture.
- Dispositivo sterilizzato a raggi gamma.
- Scala graduata da 0 a 7 cm disegnata sull'involucro della penna.
- Offre un continuo e regolare flusso di inchiostro per evitare macchie o interruzioni nella scrittura.
- Include un righello supplementare nella confezione caratterizzato da doppia scala in cm (da 0 a 12) ed in pollici (da 0 a 5).



Punta grossa, cappuccio bianco, adatta per:

- vene varicose
- interventi alla tiroide
- ortopedia
- chirurgia generale
- radiologia

Codice

VX5110 Box da 50 pz.

CE
0088

CLASSE I
REGOLA 1
STERILE R



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

24

Revisione del 12.06.2018