

Set per drenaggio Mini a bassa pressione di vuoto

Scopo

Per il drenaggio post-operatorio delle secrezioni delle ferite mediante bassa pressione di vuoto, in particolare in neurochirurgia e nella chirurgia del collo e della mano.

Caratteristiche

- Contenitore a soffietto da 30 ml.
- Aspirazione iniziale di 80 mm/Hg.
- Ideale per la chirurgia minore.
- Può essere svuotato.
- Soffietto semitrasparente per l'osservazione del contenuto.
- Set completo di drenaggio con ago di trasfissione incorporato.
- Drenaggio con linea radiopaca.



Specifiche

- Contenitore a soffietto prodotto in polietilene (PE).
- Drenaggio (Redon e Ulmer) prodotto in cloruro di polivinile (PVC) medical grade, durezza "Shore A" 69, lunghezza 500 mm.
- Confezionato in doppia busta tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Confezione da 50 pezzi.
- Box da 200 pezzi.
- Non contiene lattice.
- Invasivo.



CLASSE IIa
REGOLA 7



Confezione da 50 pezzi Box da 200 pezzi	Diametro interno/esterno, mm	Lunghezza di perforazione su drenaggio, mm	Lunghezza dell'introduttore in acciaio inossidabile, mm	Codice
 Con drenaggio Redon e con introduttore - CH 06	1,1/2,0	70	55	1300118X
 Con drenaggio Ulmer e con introduttore - CH 08	1,6/2,7	60	75	1300218X

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è influente nella definizione del codice.

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

53

Revisione del 13.12.2018