


Accessori per Miringotomia

Set procedurale



CLASSE IIa
REGOLA 6



Kit per Miringotomia Adulti REF. NZ3270-5

Box da 5 pz.

Contenuto:

- 1 Ear Curette tipo Jobson
- 3 Ear Speculae - misure 6 mm, 5 mm, 4 mm
- 1 Incisore per Miringotomia
- 1 Rosen Inserter
- 2 Cannule di aspirazione - 16 Gauge, 20 Gauge
- 1 Regolatore di aspirazione
- 1 Forcipe in acciaio inox con alligator fine 3,5 x 0,8 mm

NZ3246-5* Kit adulti senza forcipe, box da 5 pz.

NZ3248B-5* Kit adulti con forcipe in acciaio inox mascella da 7 mm, box da 5 pz.

Confezionati in busta sterile.
Sterilizzazione a ossido di etilene.
Privo di lattice.

Kit per Miringotomia Pediatrico REF. NZ3271B-5

Box da 5 pz.

Contenuto:

- 1 Ear Curette tipo Jobson Ovale
- 3 Ear Speculae - misure 5 mm, 4 mm, 3mm
- 1 Incisore per Miringotomia
- 1 Rosen inserter
- 2 Cannule di aspirazione - 16 Gauge, 18 Gauge
- 1 Regolatore di aspirazione
- 1 Forcipe in acciaio inox 410 con alligator ultra fine 3,5 x 0,5 mm



Solo forcipi in confezione igienica da 10 pz.*:

- NZ3452-10NS** forcipe in acciaio inox 75 mm con alligator 3,5 x 0,8 mm
- NZ3453B-10NS** forcipe in acciaio inox 85 mm con alligator 7 x 0,8 mm
- NZ3457-10NS** forcipe tipo pediatrico in acciaio inox 75 mm con alligator 3,5 x 0,5 mm

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

107

Revisione del 12.06.2018