




Smart-V-Link™

Software vascolare per Windows



Smart-V-Link™ facilita gli studi vascolari sia con la visualizzazione in tempo reale dell'esame in corso, sia con l'archiviazione e l'analisi successiva dei dati paziente.

- Tutte le operazioni sono controllate dal computer.
- Tracciato dell'onda vascolare in tempo reale.
- Archiviazione dei dati per analisi successiva.
- Fino a 14 schermate personalizzabili.
- Autotest quando in uso con Smartdop 30EX.
- Analisi FFT quando in uso con ES-100V3.
- Auto-freeze e auto-decision disponibile per agevolare l'utilizzo.
- Moduli di prova standardizzati per operazioni e documentazioni semplici:
 - schermata principale
 - informazioni sul paziente
 - PPG arteriosa e venosa
 - PV arteriosa
 - estremità inferiori e superiori
- Requisiti hardware:
 - Doppler Hadeco con USB 2.0 modelli: ES-100V3, Smartdop 30EX, Smartdop SD-45, DVM-4500
- Requisiti software:
 - OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8




Specifiche soggette a cambiamento

Distribuito da:



 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845

www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

28

Revisione del 15.06.2018