

Sonda per alimentazione Metric / Xray

Scopo

Nutrizione enterale, somministrazione di farmaci a prematuri o neonati.

Caratteristiche

- Punta distale morbida ed arrotondata per una introduzione facile ed atraumatica.
- Trattamento "frozen" della superficie trasparente elimina il bisogno di lubrificanti.
- Dotato di linea radiopaca e scala metrica graduata ogni cm a partire da 5 cm dalla punta.
- Trasparente per l'osservazione del liquido somministrato.
- 2 fori laterali asimmetrici per minimizzare il rischio di rigurgito.
- Nessun riflesso del liquido somministrato quando il tappo viene chiuso.
- Connettore luer femmina.
- Impiego fino a 4 settimane.
- Dispositivo privo di ftalati.

Specifiche


- Tubo in PVC ammorbidente: poliadiapati, medical grade, Shore A 78.
- Connettore: PVC, Shore A 78.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene lattice.
- Invasivo.



CLASSE IIa
REGOLA 5
STERILE EO



Dispositivo privo di ftalati



| | Lunghezza senza connettore, mm | Diametro esterno del tubo, mm | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 1.3 CH 04 | 1.7 CH 05 | 2.0 CH 06 | 2.7 CH 08 | 3.3 CH 10 |
| Feeding con linea radiopaca e scala metrica | 375 Confezione Box | 1202118X 100 1000 | 1202418X 100 1000 | 1202718X 100 1000 | 1203018X 100 1000 | 1203318X 100 1000 |
| | 475 Confezione Box | 1202218X* 100 1000 | 1202518X* 100 1000 | 1202818X 100 1000 | 1203118X 100 1000 | 1203418X* 100 1000 |
| | 975 Confezione Box | | 1211018X* 1800 | 1211118X* 1800 | 1211218X* 1800 | 1211318X* 1200 |

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

153

Revisione del 13.12.2018