

Tubi di collegamento per cannule di aspirazione

Scopo

Tubo di collegamento tra l'unità aspirante e la cannula per aspirazione o altre apparecchiature.

Caratteristiche

Non collassa a pressioni fino a 400 mm/Hg.

1 Fingertip - 1 Funnel

Da utilizzare con cateteri di aspirazione Funnel.

1 Funnel

Da utilizzare con aspiratori dotati di connettori maschio.

1 Funnel - 1 Funnel

Da utilizzare con cateteri di aspirazione Funnel.

1 Funnel - 1 Connettore con tappo

Offre maggiore igiene.







Specifiche

- Prodotti in cloruro di polivinile (PVC).
- Confezione: doppia busta.
- Sterilizzati ad ossido di etilene.



CLASSE I
REGOLA 1
STERILE EO



Tipo	Lunghezza tubo, mm	Shore A durezza	Diametro int./est. tubo, mm 5,6/8,0 CH 24 Codice	Diametro int./est. tubo, mm 7,0/10,0 CH 30 Codice	Conf. Box
 1 Fingertip - 1 Funnel	2100	74	1602118X*		Box 150 pz.
 1 Funnel	2100 3000 4000	74 74 64	1605918X* 1607418X*	1606418X*	Box 50 pz. Box 150 pz. Box 120 pz.
 2 Funnels	2100 3000 4000 4000	74 74 64 74	1604918X 1605018X 1604218X*	1605618X	Box 50 pz. Box 50 pz. Box 120 pz. Box 40 pz.
 1 Funnel - 1 Connettore con tappo	2100	74	1606918X		Box 50 pz.

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluenza nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

19

Revisione del 13.12.2018