

Tube in silicone "medical grade"



Scopo

Prodotto in puro silicone "medical grade" per molteplici usi medico-chirurgici, drenaggio intraoperatorio incluso.

Caratteristiche

- Idrorepellente.
- Mantiene la sua flessibilità in un ampio arco di temperature e non risente di eventuali sterilizzazioni ripetute anche se ravvicinate.
- Shore 60.

Specifiche

- Non sterile.
- Sterilizzabile in autoclave a 121°C per 20 minuti o a 134°C per 6 minuti.
- Disponibile in confezione da 15 metri nei seguenti diametri:

CODICE	Ø int. mm	Ø est. mm	CH
TS1x3	1	3	9
TS1,02x2,16	1,02	2,16	7
TS1,57x2,41	1,57	2,41	7
TS1,57x3,18	1,57	3,18	10
TS1,98x3,18	1,98	3,18	10
TS2,64x4,88	2,64	4,88	13
TS3x4	3	4	12
TS3,18x6,35	3,18	6,35	19
TS3,35x4,65	3,35	4,65	14
TS4x8	4	8	24
*AD ESAURIMENTO			
TS4,8x7,9	4,8	7,9	24
TS4,8x9,5	4,8	9,5	29
TS5x7	5	7	21
TS5,8x11,18	5,8	11,18	34
*AD ESAURIMENTO			
TS6x8	6	8	24

CODICE	Ø int. mm	Ø est. mm	CH
TS6,4x9,5	6,4	9,5	29
TS6,4x11,1	6,4	11,1	33
TS6,4x12,7	6,4	12,7	38
TS6,9x9,5	6,9	9,5	29
*AD ESAURIMENTO			
TS7x12	7	12	36
TS7,9x12,7	7,9	12,7	38
TS8x12	8	12	36
TS9,5x14,3	9,5	14,3	43



CLASSE IIa
 REGOLA 7
 CND A060299
 RDM 19353/R



Distribuito da:



Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

34

Revisione del 02.09.2020