

VentriClear®**Catetere ventricolare in materiale semi-trasparente radiopaco****Caratteristiche**

- Il livello del CSF è chiaramente visibile. Inoltre, un'eventuale presenza di sangue viene individuata immediatamente.
- Markers di lunghezza numerici ad intervalli di 1 cm facilitano il posizionamento.
- Lo spessore particolarmente ridotto delle pareti del catetere permette di massimizzare il drenaggio, senza rinunciare alle proprietà anti-schiacciamento.
- Disponibilità di un connettore a farfalla per un sicuro fissaggio sulla cute del paziente.
- Prodotto in poliuretano radiopaco.
- Privo di lattice.



Controllo visivo della puntura

| REF | Descrizione | Classe | Fori | Ø int mm | Ø est. mm | Lungh. mm | Confezione |
|---------|---|--------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 60-1210 | VentriClear® catetere ventricolare mis. 8.5 F | III | Standard | 1,6 | 2,8 | 300 | 10 pz./box |
| 60-1010 | VentriClear® catetere ventricolare mis. 10 F | III | Grandi | 1,9 | 3,3 | 300 | 10 pz./box |
| 60-1510 | VentriClear® catetere trauma mis. 12 F | III | Grandi | 2,3 | 4,0 | 300 | 10 pz./box |

Accessori

| | | |
|-------------|---|------------|
| REF 59-0005 | Connettore per catetere ventricolare 7F, 8.5F, 9F | 10 pz./box |
| REF 59-0007 | Connettore per catetere ventricolare 10F | 10 pz./box |

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

66

Revisione del 23.07.2019