

# VentriGuard®- Catetere ventricolare

per drenaggio temporaneo del CSF, con trattamento anti-microbico



## Innovazione e sicurezza

Grazie alla tecnologia avanzata, i cateteri VentriGuard® assicurano una maggiore protezione del paziente contro le infezioni associate al cateterismo.

La tecnologia VentriGuard® utilizza quantità minime di argento ionizzato, materiale dalle note proprietà antibatteriche, che agisce da barriera contro la colonizzazione da batteri gram-positivi e gram-negativi, con efficacia fino a 28 giorni.




## Caratteristiche

- Posizionamento preciso nel ventricolo, grazie al mandrino guida.
- Markers di lunghezza ad intervalli di 1 cm.
- Disponibilità di un connettore a farfalla per un sicuro fissaggio sulla cute del paziente.
- Prodotto in poliuretano radiopaco.
- Trattamento anti-microbico con tecnologia agli ioni di argento, efficace fino a 28 giorni.



REF	Descrizione	Classe	Fori	Ø int mm	Ø est. mm	Lungh. mm	Confezione
60-0200	VentriGuard® catetere ventricolare mis. 8.5 F	III	Standard	1,6	2,8	300	1 pz./box
60-0214	VentriGuard® catetere ventricolare mis. 8.5 F	III	Grandi	1,6	2,8	100	1 pz./box
60-0010	VentriGuard® catetere ventricolare mis. 10 F	III	Grandi	1,9	3,3	300	1 pz./box



## Accessori

- REF 59-0005 Connettore per catetere ventricolare 7F, 8.5F, 9F 10 pz./box  
 REF 59-0007 Connettore per catetere ventricolare 10F 10 pz./box

Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING


Società certificata  
 UNI EN ISO 13485:2016  
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

64

Revisione del 23.07.2019

# VentriGuard®- Catetere lombare

## con trattamento anti-microbico agli ioni di argento



### Innovazione e sicurezza

Grazie alla tecnologia avanzata, i cateteri VentriGuard® assicurano una maggiore protezione del paziente contro le infezioni associate al cateterismo.

La tecnologia VentriGuard® utilizza quantità minime di argento ionizzato, materiale dalle note proprietà antibatteriche, che agisce da barriera contro la colonizzazione da batteri gram-positivi e gram-negativi, con efficacia fino a 28 giorni.



### Caratteristiche

- Posizionamento preciso nel canale spinale, grazie alla cannula Tuohy extra-lunga, con markers di lunghezza in linea con quelli del catetere stesso.
- Il filo guida in materiale idrofilo è più facile da rimuovere ed evita la dislocazione del catetere.
- Disponibilità di un connettore per un facile e sicuro fissaggio sulla cute del paziente.
- Prodotto in poliuretano radiopaco, materiale morbido ed anti-schiacciamento.
- Trattamento anti-microbico con tecnologia agli ioni di argento, efficace fino a 28 giorni.



REF	Descrizione	Classe	Filo guida	Ø int. mm	Ø est. mm	Lungh. mm	Confezione
60-0400	VentriGuard® catetere lombare mis. 4.5 F, completo di filo guida idrofilo, connettore, cannula Tuohy 14G / 11.5cm	III	.018" x 90cm	0,7	1,5	800	1 pz./box

### Accessori

REF 59-0006 Connettore per catetere lombare 4.5F 10 pz./box

Distribuito da:



Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

65

Revisione del 23.07.2019